

HYDRA@BEAUTY™

規格

手柄	水飛梭 EP導入 鑽石煥膚
輸入功率	100-132V / 200-240 V~, 50/60 Hz
螢幕	7吋
重量	45kg
尺寸	344 x 435 x 1060



Eunsung

120, Gieopdosi-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea.
Tel : +82-2-514-9713(Rep) Fax : +82-2-514-9716
Email : es@esglobal.co.kr / www.esglobal.co.kr

DMC+ 德瑪凱股份有限公司
Dmedcare Biomed Inc.

台灣代理商：德瑪凱股份有限公司 地址：231新北市新店區民權路88-5號5樓
免付費專線：0800-233-995 www.dmedcare.com

Innovative Technology
For Your Medical Aesthetic Needs

HYDRA@BEAUTY™

水美人



Eunsung

HYDRA@BEAUTY™

結合**3**種功能，完整的護膚選擇

水美人以特殊探頭達到去角質、清潔毛孔，將頂級精華液導入的效果，使肌膚亮白淨透。

☐ 多功能

- ▶ 簡單一步驟的潔膚系統
- ▶ 臉部身體兩用

☐ 安全有效的療程

- ▶ 負壓5段可調
- ▶ 流速3段可調
- ▶ EP導入10段可調



精華液
1

以乳酸移除深層毛孔多餘皮脂及氧化廢物



精華液
2

以水楊酸移除氧化死皮細胞，鎮靜痘痘、發紅



精華液
3

馬齒莧萃取物使肌膚深層潤澤



清潔液
4

含有酒精，消毒清潔整個系統



移除肌膚髒污




可使用多種精華液



肌膚清潔


1 水飛梭

精華液從中央孔釋出，在接觸皮膚時沿著精華液通道散佈，溶解髒汙，然後通過廢液入口排出。



2 精華液藉由EP滲透導入

精華液有效滲透，肌膚潤澤回春



3 鑽石煥膚

鑽石煥膚探頭

以負壓去角質並淨化毛孔，使精華液徹底吸收，肌膚更平滑細緻！三種不同探頭應用於不同部位及膚質。

