

# 肌緊椅

## UI CUBE



### 找回失去的自我

坐下喝杯咖啡吧！  
讓滴滴答答遠離你，  
重拾失去的自信，  
回復過往的活力。

坐自己，好自在。



HIEMT

High Intensity ElectroMagnetic Therapy

# 肌緊椅

## UI CUBE

高效的磁波刺激 (HIEMT | High Intensity ElectroMagnetic Therapy) 能夠深入人體，強化骨盆底肌肉。肌緊椅以非侵入性電磁波，刺激肌肉收縮和放鬆，有效地治療尿失禁！


### 高效的磁波刺激能夠深入人體，強化骨盆底肌肉

藉由強力而有效的磁波刺激，傳遞至深層的骨盆底肌肉，從而精準刺激和改善肌肉狀態，患者可穿著衣物自在地接受治療，在治療過程中無需過多操心，只需輕鬆坐著，享受療程後的成果。



★每週兩次 ★每次20分鐘 ★持續3至4週

### 訓練並強化骨盆底肌







## 凱格爾運動的最佳替代方案

肌緊椅不僅能將凱格爾運動的益處最佳化，亦可同時強化了骨盆底肌肉。

相較於常見的凱格爾運動，肌緊椅能達到更有效率、更加強化的骨盆底肌肉收縮訓練。



 = 凱格爾運動約10,000次



## 簡單操作，有效治療



- ① -強大的磁場強度-  
最高可達2.5特斯拉(Tesla)，能有效治療尿失禁問題
- ② -簡便易用的操作-  
模式切換簡單明瞭，操作易懂
- ③ -友善的語音引導-  
淺顯易懂的語音引導，從操作狀態到危險警示的通知
- ④ -人體工學設計-  
肌緊椅的尺寸經過專業技術工程師優化設計，讓使用者能夠舒適坐著，享受治療後的成果



不需脫褲  
隱私性高



不需連接大型主機



非侵入性治療



CE 與 TFDA  
雙重安全認證





### 磁波刺激器

### 技術規格

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 輸入電源 | 220~240 V~, 50/60Hz       |
| 功率消耗 | 1,350VA                   |
| 磁場強度 | 2.5T                      |
| 尺寸   | 396(W)X451(L)X415.5(H) mm |
| 重量   | 24Kg                      |



台灣代理商：德瑪凱股份有限公司  
地址：231新北市新店區民權路88-5號5樓  
免付費專線：0800-233-995  
[www.dmedcare.com](http://www.dmedcare.com)